

Intérêt de l'examen

Ce test permet de mettre en évidence la présence de sang occulte dans les selles dans le cadre du dépistage des polypes et cancers colorectaux.



Préconisations pour le prélèvement

- Aucun régime alimentaire particulier n'est requis avant la réalisation du test
- 48h avant le recueil arrêter la prise d'alcool ou de médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal (aspirine, AINS) pouvant provoquer des saignements.
- Le test ne doit pas être réalisé en présence d'hémorroïdes, de sang dans les urines
- Pour les femmes le recueil doit être réalisé hors des périodes menstruelles

Réalisation du prélèvement

- Recueillir les selles dans le flacon fourni par le laboratoire.
- Identifier le flacon avec votre nom de naissance, nom d'usage, prénom et date de naissance. Noter la date et l'heure de recueil.
- Signaler la prise d'anticoagulants, d'aspirine, d'AINS au laboratoire.

Si l'analyse est prescrite sur 2 à 3 jours consécutifs chaque échantillon doit être recueilli dans un flacon distinct comportant la date et l'heure de recueil et déposé au laboratoire **chaque jour de recueil**.



Le flacon doit être acheminé le plus rapidement possible à température ambiante au laboratoire. Sinon conservation maximum de 24 heures à 2-8 °C.