



EVORIAL Cosne  
9a rue Croix Janvier  
58200 COSNE SUR LOIRE

**Prélèvement Virus de la variole du singe (à l'attention des préleveurs externes)**

**Seule la version électronique fait foi**

Ref : INS-T-130-V01  
Version : 01  
Applicable le : 15-08-2022



**Recherche du virus de la variole du singe (PCR ADN Monkeypox virus)**

**EXAMEN TRANSMIS AU LABORATOIRE CERBA :**

Envoi du Lundi au Jeudi (si déposé au laboratoire Evorial avant 12h) : délai de rendu de résultat 48h  
Envoi le Vendredi (si déposé au laboratoire Evorial avant 12h) : rendu des résultats le Mardi suivant

Code analyse laboratoire : XMKPOX Code Nomenclature : 5273 (B150)

**GUIDE POUR EFFECTUER UN PRELEVEMENT**

<b>Equipements de protection</b>	<p><u>Personnel de santé</u> Gants, masque FFP2, lunettes, surblouse à usage unique, respecter les règles d'hygiène.</p> <p><u>Patient</u> Pansement imperméable (transmission interhumaine. Les lésions contiennent du virus infectieux).</p>
<b>Identito-vigilance</b>	Tous les échantillons doivent être identifiés au moment du prélèvement (Etiquetage des prélèvements : Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, Nom de jeune fille), la <b>localisation exacte</b> et le <b>type de prélèvement</b> doivent également être précisés

**FICHE CONSEIL PRELEVEMENT**

Nature du prélèvement	Prélèvement	Matériel / Mode de prélèvement	Condition de transport
Lésion cutanée superficielle (voire biopsie) ou muqueuse (génitale, oropharyngée... ) selon symptomatologie	<p>Prélever avec un écouvillon (+/- imbibé avec une goutte de sérum physiologique stérile si <b>la lésion est sèche</b>) en frottant au niveau de la lésion.</p> <p>Il est nécessaire de <b>prélever des cellules</b> et donc de gratter les lésions.</p> <p>Percer la vésicule et gratter en tournant l'écouvillon sur le plancher de la vésicule.</p>	Ecouvillon avec milieu de transport M4RT	<p><b>Obligatoire</b> : Mentionner sur le sachet extérieur « <b>Cas suspect de Monkey Pox</b> »</p> <p>Transport à Température Ambiante</p>