

# PRELEVEMENT POUR FROTTIS URINAIRES

(REF. KALILAB INS-T-121-V01 – SEULE LA VERSION EN LIGNE SUR WWW.EVORIAL.FR  
FAIT FOI)

**Ce document reprend les consignes à respecter pour préparer un prélèvement de frottis urinaire dans de bonnes conditions.**

## CONDITIONS AVANT LE PRELEVEMENT

Inutile d'être à jeun

Ne pas uriner dans l'heure qui précède l'examen

**Ne pas recueillir les premières urines du matin**

Chez la femme : éviter le recueil en période menstruelle

## PRELEVEMENT

Avant de recueillir les urines

- pratiquer un effort physique modéré (par exemple 15 minutes de marche/montée d'escaliers)
- Faire une toilette intime
- Remplir le flacon d'urine (bouchon blanc) fourni par le laboratoire
- Apporter immédiatement le pot au laboratoire ou le conserver au réfrigérateur

En cas de prescription de 3 prélèvements à faire 3 jours de suite, répéter cette opération les 2 jours suivants. Mettre chaque pot dans le réfrigérateur en notant bien la date d'émission. Rapporter les pots le plus rapidement possible au laboratoire.